

Wb, Elisa용 Anti-Bnp 토끼 단일클론 항체 - P16860

품목 번호: CM0007460



소개

사람 BNP (Iso-ANP)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA 용도로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 심장-신장 및 나트륨이뇨 펩타이드 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BNP Rabbit mAb
비고/별칭	BNP; Iso-ANP
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	4879
유전자 ID	4879
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 BNP (NP_002512.1)의 아미노산 35-134 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P16860
단백질 분자량	15kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)