

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bob1 단일클론 항체 - Q16633

품목 번호: CM0010519



소개

사람 BOB1 (POU2AF1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트와 교차 반응합니다. B세포 전사 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	BOB1 Rabbit mAb
비고/별칭	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5450
유전자 ID	5450
면역원	사람 BOB1 (NP_006226.2)의 아미노산 150-250에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q16633
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)