


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Bok 토끼 다클론 항체 - Q9Umx3

품목 번호: CM0020643



소개

인간 BOK(BCL2L9)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적용 가능하며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 세포사멸 및 종양학 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	BOK 토끼 pAb
비고/별칭	BOKL; BCL2L9; BOK
종	인간
유전자 ID (인간)	666
유전자 ID	666
면역원	합성 펩타이드 인간 BOK (NP_115904.1)의 아미노산 1-100 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UMX3
단백질 분자량	23 kDa
배송 방식	아이스 팩