


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Bola3 폴리클로널 항체 - Q53S33

품목 번호: CM0024332



소개

인간 BOLA3에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 Fe-S 클러스터 조립 연구 및 IVD 검법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BOLA3 Rabbit pAb
비고/별칭	MMDS2; BOLA3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	388962
GeneID	388962
항원(Immunogen)	인간 BOLA3 (NP_997717.2)의 아미노산 1-68에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q53S33
단백질 분자량	12kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)