

Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Boule/Boll 단일클론 항체 - Q8N9W6

품목 번호: CM0012261

소개

인간 BOLL (BOULE)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 정자 형성 및 생식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BOULE/BOLL Rabbit mAb
비고/별칭	BOULE
종	인간(Human)
GeneID (인간)	66037
GeneID	66037
면역원	재조합 단백질 인간 BOLL (NP_932074.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8N9W6
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)