

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Bpgm 토끼 다클론 항체 - P07738

품목 번호: CM0029751



소개

인간 BPGM(비스포스포글리세레이트 뮤타아제)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 산소 친화도 조절 및 적혈구 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	BPGM 토끼 pAb
비고/별칭	DPGM; ECYT8; BPGM
종	인간
유전자ID (인간)	669
유전자ID	669
면역원	인간 BPGM (NP_001715.1)의 아미노산 1-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07738
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백