


Anti-Bpi 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P17213

품목 번호: CM0029472



소개

인간 살균성 투과성 증가 단백질(BPI)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 그람음성균 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BPI 토끼 pAb
비고/별칭	rBPI; BPIFDI; BPI
종	인간
유전자 ID	671
면역원	인간 BPI(NP_001716.2)의 아미노산 248-487에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P17213
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩