


Wb, Elisa용 Anti-Bpifa1 폴리클로날 항체 - Q9Np55

품목 번호: CM0029009



소개

인간 BPIFA1 (SPLUNC1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 선천성 면역, 기도 생물학, 항균 역할 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BPIFA1 Rabbit pAb
비고/별칭	LUNX, NASG, PLUNC, SPURT, SPLUNC1, bA49G10.5, BPIFA1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	51297
면역원(Immunogen)	인간 BPIFA1 (NP_057667.1)의 아미노산 20-256에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NP55
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)