

Anti-Bpifb2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8N4F0

품목 번호: CM0013244

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 BPIFB2 (RYSR/BPIL1/LPLUNC2)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 편도에서 고발현되는 분비성 당단백질로, 선천성 면역 및 상피 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BPIFB2 Rabbit pAb
비고/별칭	RYSR; BPIL1; LPLUNC2; C20orf184; dJ726C3.2; BPIFB2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	80341
유전자 ID	80341
면역원(Immunogen)	인간 BPIFB2 (NP_079503.1)의 아미노산 40-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8N4F0
단백질 분자량	49kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)