

웨스턴 블롯(Wb), 간접 면역형광/면역세포화학(If/Icc), Elisa용 Anti-Brachyury 폴리클로날 항체 - O15178

품목 번호: CM0022783



소개

CamelBio의 고품질 Brachyury 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 및 쥐에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 종배엽 형성 및 전사 조절 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Brachyury Rabbit pAb
비고/별칭	T; TTF; SAVA; Brachyury
종	인간
GeneID	6862
면역원	인간 Brachyury (NP_003172.1)의 아미노산 226-435에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 Brachyury 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	O15178
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백