

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 안티-브라키우리 토끼 단일클론 항체 - O15178

품목 번호: CM0008102



소개

인간 브라키우리(T-box 전사 인자 T)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응함. 중배엽 분화 및 발생 생물학 연구에 적합.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	브라키우리 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	T; TFT; SAVA; Brachyury
종	인간
유전자 ID (인간)	6862
유전자 ID	6862
면역원	인간 브라키우리(O15178)의 아미노산 266-435에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, 면역형광/세포화학, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15178
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백