

Wb용 Anti-Braf V600E 단일클론 항체 - P15056

품목 번호: CM0007013



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 인간에 반응하는 BRAF V600E (84 kDa)를 표적하는 고훈이성 토끼 단일클론 항체입니다. 종양학 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRAF V600E Rabbit mAb
비고/별칭	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; BRAF V600E
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	673
GeneID	673
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P15056
단백질 분자량	84kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)