

Anti-Brap (Imp/Brap2/Rnf52) 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q7Z569

품목 번호: CM0023808

소개

인간 BRAP (BRCA1-associated protein, IMP, BRAP2, RNF52)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. Ras 신호 전달, 유비퀴틴화 및 핵 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRAP Rabbit pAb
비고/별칭	IMP; BRAP2; RNF52; BRAP
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8315
유전자 ID	8315
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 - 인간 BRAP (NP_006759.3)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q7Z569
단백질 분자량	67kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)