

Wb 및 Elisa용 항Brca1 다클론 항체 - P38398

품목 번호: CM0014185



소개

인간 BRCA1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 면역원: 아미노산 100-200 범위 내 합성 펩타이드. DNA 수리 및 종양 억제 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRCA1 토끼 pAb
비고/별칭	IRIS; PSCP; BRCA1; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
종	인간
GeneID (인간)	672
GeneID	672
면역원	인간 BRCA1 (NP_009225.1)의 아미노산 100-200 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P38398
단백질 분자량	208kDa
배송	아이스 팩