

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Brca1 폴리클로날 항체 - P38398

품목 번호: CM0013583



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 인간 BRCA1에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 인간 BRCA1(~208 kDa)을 인식합니다. DNA 손상 복구 및 암 연구 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRCA1 토끼 pAb
비고/별칭	IRIS; PSCP; BRCA1; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; BRCA1
종	인간
GeneID (인간)	672
GeneID	672
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P38398
단백질 분자량	208kDa
배송	아이스백