

Anti-Brca2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P51587

품목 번호: CM0019862



소개

인간 BRCA2(UniProt P51587)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. DNA 손상 복구, 암 생물학, 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BRCA2 Rabbit pAb
비고/별칭	FAD; FACD; FAD1; GLM3; BRCC2; FANCD; PNCA2; FANCD1; XRCC1; BROVCA2; BRCA2
종	인간
유전자 ID	675 (인간)
면역원	BRCA2(NP_000050.3)의 아미노산 1400-1600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51587
단백질 분자량	384kDa
배송	아이스백