

Anti-Brcc2/Blid Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izy5

품목 번호: CM0026149

소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 적합한 Anti-BRCC2/BLID 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 세포사멸 및 세포사 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BRCC2/BLID Rabbit pAb
비고/별칭	BRCC2; BRCC2/BLID
종	인간
유전자 ID (인간)	414899
유전자 ID	414899
면역원	제조항 단백질; 인간 BRCC2/BLID (NP_001001786.2)의 아미노산 1-108에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IZY5
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백