


Wb, Elisa용 Anti-Brd2 토끼 다클로날 항체 - P25440

품목 번호: CM0022829



소개

인간 BRD2에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 조절 및 게놈 구획화에 관여하는 크로마틴 리더인 브로모도메인 함유 단백질 2를 인식합니다. 크로마틴 생물학 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BRD2 Rabbit pAb
비고/별칭	FSH; NAT; RNF3; FSRG1; RING3; FSHRG1; D6S113E; O27.1.1; BRD2-IT1; BRD2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	6046
면역원(Immunogen)	인간 BRD2 (NP_005095.1)의 아미노산 1-100에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P25440
단백질 분자량	88kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)