


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Brd4 토끼 단일클론 항체 - O60885

품목 번호: CM0003776



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-BRD4 토끼 단일클론 항체입니다. 후성유전 기억 및 전사 조절에 중요한 아세틸-히스톤 리더인 인간 BRD4를 인식합니다. 암 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRD4 Rabbit mAb
비고/별칭	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4
종	인간(Human)
GeneID (인간)	23476
GeneID	23476
면역원	합성 펩타이드 인간 BRD4 (O60885)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O60885
단백질 분자량	152kDa
배송	아이스백