


## 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), Elisa용 Anti-Brd9 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9H8M2

품목 번호: CM0028241



### 소개

인간 BRD9를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 염색질 리모델링 및 상동 재조합 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | BRD9 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | PRO9856; SMARCI2; LAVS3040; BRD9                              |
| 종           | 인간                                                            |
| GeneID (인간) | 65980                                                         |
| GeneID      | 65980                                                         |
| 면역원         | 인간 BRD9 (NP_076413.3)의 아미노산 274-597에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                            |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                      |
| 응용 분야       | 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                   |
| SWISS       | Q9H8M2                                                        |
| 단백질 분자량     | 67 kDa                                                        |
| 배송          | 아이스백                                                          |