

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Brg1/Smarca4 다클론 항체 - P51532

품목 번호: CM0014190



소개

인간 BRG1/SMARCA4(P51532)에 대한 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA에서 검증되었습니다. 유전자 조절 및 EMT에 관여하는 염색질 리모델링 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	[KO 검증 완료] BRG1/SMARCA4 토끼 pAb
비고/별칭	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
종	인간
유전자 ID (인간)	6597
유전자 ID	6597
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P51532
단백질 분자량	185kDa
배송	아이스백