

Anti-Brinp3 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q76B58

품목 번호: CM0021264

소개

BRINP3 (FAM5C)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA 어플리케이션에 사용합니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 신경 세포 증식 억제 및 뇌하수체 종양 발생과 관련된 88 kDa 단백질을 인식합니다. UniProt Q76B58.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRINP3 Rabbit pAb
비고/별칭	FAM5C; DBCCRIL; DBCCRIL1; BRINP3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	339479
GeneID	339479
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q76B58
단백질 크기	88kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)