

Wb 및 Elisa용 Anti-Brip1 토끼 다클로날 항체 - Q9Bx63

품목 번호: CM0027587



소개

인간 BRIP1 (FANCJ)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 복구, 팬코니 빈혈 경로, 및 염색체 안정성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRIP1 Rabbit pAb
비고/별칭	OF; BACH1; FANCJ; BRIP1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	83990
항원	재조합 단백질 (인간 BRIP1 (NP_114432.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9BX63
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)