


## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Brix1 다클론 항체 - Q8Tdn6

품목 번호: CM0013019



### 소개

인간 BRIX1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 리보솜 생합성 및 핵소체 기능 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | BRIX1 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭       | BRIX; BXDC2; BRIX1                                           |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 55299                                                        |
| 유전자 ID      | 55299                                                        |
| 면역원         | 인간 BRIX1의 아미노산 1-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_060791.3). |
| 면역원 유래 동물   | 토끼                                                           |
| 분류          | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                  |
| SWISS       | Q8TDN6                                                       |
| 단백질 분자량     | 41kDa                                                        |
| 배송          | 얼음팩                                                          |