


Anti-Brpf1 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P55201

품목 번호: CM0022355



소개

BRPF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Peregrin)는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRPF1 Rabbit pAb
비고/별칭	BR140; IDDDFP; BRPF1
종	인간
유전자 ID (인간)	7862
유전자 ID	7862
면역원	인간 BRPF1 (NP_001003694)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55201
단백질 분자량	137kDa
배송	아이스백