

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Brrf2 단일클론 항체 - P03210

품목 번호: CM0007673

소개

에프스타인-바 바이러스 테그먼트 단백질 BRRF2를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 바이러스 면역 회피 및 숙주-병원체 상호작용 연구에 이상적입니다. 재조합 면역원을 사용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRRF2 Rabbit mAb
비고/별칭	Tegument protein BRRF2; BRRF2
종	에프스타인-바 바이러스 (균주 B95-8) (HHV-4)
유전자 ID	3783729
면역원	에프스타인-바 바이러스 (균주 B95-8) (HHV-4) BRRF2의 재조합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	에프스타인-바 바이러스
SWISS	P03210
단백질 분자량	56KDa
배송	아이스 백 (Ice bag)