

Wb, Elisa용 항-Brrf2 토끼 다클론 항체 - P03210

품목 번호: CM0024054

소개

엡스타인-바 바이러스 외피 단백질 BRRF2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었고 인간 교차 반응성을 보입니다. 바이러스 면역 회피 및 cGAS-DNA 상 분리 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BRRF2 토끼 pAb
비고/별칭	외피 단백질 BRRF2; BRRF2
종	엡스타인-바 바이러스 (균주 B95-8) (HHV-4)
유전자ID	3783729
면역원	엡스타인-바 바이러스 (균주 B95-8) (HHV-4) BRRF2의 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P03210
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스 팩