

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Brsk1 토끼 다클론 항체 - Q8Tdc3

품목 번호: CM0024692

소개

WB, IHC-P, ELISA용 항-BRSK1 토끼 다클론 항체; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 신경 분극, 중심체 복제 및 DNA 손상 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRSK1 토끼 pAb
비고/별칭	SAD-B; hSAD1; BRSK1
종	인간
유전자 ID (인간)	84446
면역원	인간 BRSK1 (NP_115806.1)의 아미노산 310-510에 해당하는 서열을 포함한 재조합 용합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TDC3
단백질 분자량	85 kDa
배송	아이스백