


Wb, Elisa용 항-Brwd1 다클론 항체 - Q9Nsi6

품목 번호: CM0013203



소개

BRWD1(WDR9, DCAF19)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 단백질과 교차 반응합니다. 크로마틴 리모델링, 전사 활성화 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BRWD1 토끼 pAb
비고/별칭	N143; WDR9; WRD9; DCAF19; C21orf107; BRWD1
종	인간
유전자ID (인간)	54014
유전자ID	54014
면역원	인간 BRWD1 (NP_001007247.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NSI6
단백질 분자량	263kDa
배송 방식	아이스 팩