

Wb, Elisa용 Anti-Bsnd Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Wz55

품목 번호: CM0024862

소개

염화물 채널 조절자인 BSND (Barttin)를 표적하는 Rabbit polyclonal antibody로, WB 및 ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 신장 및 청각 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	BSND Rabbit pAb
비고/별칭	BART; DFNB73; BSND
종	인간
유전자 ID (인간)	7809
유전자 ID	7809
면역원	인간 BSND (NP_476517.1)의 아미노산 54-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WZ55
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백