

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Bst2 (Cd317/Tetherin) 토끼 다클론 항체 - Q10589

품목 번호: CM0017709



소개

인간 BST2 (CD317/Tetherin)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐 BST2를 인식합니다. 항바이러스 제한, 면역 신호전달 및 다발성 골수종 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BST2 토끼 pAb
비고/별칭	CD317; HML24; TETHERIN; BST2
종	인간
유전자ID (인간)	684
면역원	인간 BST2 (NP_004326.1)의 아미노산 49-161에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q10589
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스 팩