

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Bst2 토끼 단클론 항체 - Q10589

품목 번호: CM0007383



소개

CamelBio는 인간 테테린(Tetherin)/CD317을 표적으로 하는 항-BST2 토끼 단클론 항체(Q10589)를 제공합니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며 바이러스 제한 및 다발성 골수종 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BST2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CD317; HML24; TETHERIN; BST2
종	인간
유전자 ID (인간)	684
유전자 ID	684
면역원	인간 BST2(NP_004326.1)의 아미노산 49-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q10589
단백질 분자량	20kDa
운송 방식	아이스 팩