

Wb 및 Elisa용 Anti-Bsu1 토끼 다클론 항체 - Q9Lr78

품목 번호: CM0023021

소개

브라시노스테로이드 신호 전달의 양성 조절자인 Arabidopsis thaliana BSU1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 식물 호르몬 신호 전달 및 생장 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BSU1 토끼 pAb
비고/별칭	BRI1 SUPPRESSOR 1; F21B7.7; BSU1
종	Arabidopsis thaliana
유전자 ID	838804
면역원	Arabidopsis thaliana BSU1(NP_171844.6)의 아미노산 694-793 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9LR78
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백