

Wb, Ip, Elisa, Chip용 Anti-Btaf1 토끼 다클로날 항체 - O14981

품목 번호: CM0028153

소개

WB, IP, ELISA, ChIP용으로 검증된 BTAF1 토끼 다클로날 항체 (O14981). 인간(Human) 및 쥐(Rat)와 반응합니다. 재조합 면역원, 207kDa. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BTAF1 Rabbit pAb
비고/별칭	MOT1; TAF172; TAFII170; TAF(II)170; BTAF1
종(Species)	Human
Gene ID (Human)	9044
Gene ID	9044
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Rat
SWISS	O14981
단백질 분자량	207kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)