

Wb 및 Elisa용 Anti-Btbd11 Rabbit Polyclonal Antibody - Q6Gqw0

품목 번호: CM0022344

소개

Btbd11를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA 적용에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. Btbd11는 억제성 인터뉴런 특이적 시냅스 단백질임. 신경과학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Btbd11 Rabbit pAb
비고/별칭	Btbd11; 6330404E16Rik
종	마우스
유전자 ID	74007 (Mouse)
면역원	마우스 Btbd11 (NP_082985.2)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6GQW0
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스백