

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Btbd7 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9P203

품목 번호: CM0023828

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 Anti-BTBD7 Rabbit Polyclonal Antibody로, 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 BTBD7을 검출합니다. IVD 분석법 개발에서 상피 역학 및 장기 분지 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BTBD7 Rabbit pAb
비고/별칭	FUPI; BTBD7
종	인간
유전자 ID (인간)	55727
면역원	인간 BTBD7 (NP_060637.1)의 아미노산 5-75에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P203
단백질 분자량	126kDa
배송	아이스백