

Wb, Elisa용 Anti-Btc 토끼 다클로날 항체 - P35070

품목 번호: CM0023013



소개

인간 BTC(Probetacellulin)를 표적하는 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 암 및 발생 연구에서 성장 인자 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BTC Rabbit pAb
비고/별칭	BTC
종	Human
GeneID (인간)	685
GeneID	685
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P35070
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩