

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Btg1 폴리클로날 항체 - P62324

품목 번호: CM0025223

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 BTG1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 암과 관련된 항증식성 단백질인 인간 BTG1에 반응합니다. 세포 주기 조절 및 염색체 재배열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | BTG1 Rabbit pAb                                              |
| 비고/별칭                    | APRO2; BTG1                                                  |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                    |
| 유전자 ID (인간)              | 694                                                          |
| 유전자 ID                   | 694                                                          |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 BTG1 (NP_001722.1)의 아미노산 22-171에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                   |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                              |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human)                                                    |
| SWISS                    | P62324                                                       |
| 단백질 분자량                  | 19kDa                                                        |
| 배송(Shipping)             | 아이스팩(Ice bag)                                                |