

Wb, Elisa용 Anti-Btg3 폴리클로날 항체 - Q14201

품목 번호: CM0025521

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 Anti-BTG3 토끼 폴리클로날 항체는 신경상피 및 생식 조직에 풍부한 세포 주기 조절 인자인 인간 BTG3 (Q14201)를 표적으로 합니다. 암 및 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BTG3 Rabbit pAb
비고/별칭	ANA; TOB5; TOFA; APRO4; TOB55; ANA/BTG3; BTG3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10950
유전자 ID	10950
면역원	재조합 단백질 인간 BTG3 (NP_006797.3)의 아미노산 150-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q14201
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩