


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Btk 다클론 항체 - Q06187

품목 번호: CM0018107



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 적합한 BTK 토끼 다클론 항체. B세포 발달 및 신호 전달에 중요한 키나아제인 인간, 마우스 및 래트 BTK를 인식합니다. 제품이 UniProt Q06187로 참조됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BTK 토끼 pAb
비고/별칭	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
종	인간
GeneID	695
면역원	인간 BTK(NP_000052.1)의 아미노산 30-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q06187
단백질 분자량	76kDa
배송 방식	아이스 팩