


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Btk 토끼 단클론 항체 - Q06187

품목 번호: CM0002078



소개

인간 및 마우스와 교차 반응성을 가지는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 BTK 토끼 단클론 항체. B세포 수용체 신호 전달 연구 및 면역결핍 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BTK 토끼 mAb
비고/별칭	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
종	인간
GeneID (인간)	695
GeneID	695
면역원	인간 BTK (Q06187)의 아미노산 560-659번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q06187
단백질 분자량	76 kDa
배송	아이스백