


Wb, Elisa용 항-Btla 토끼 다클론 항체 - Q7Z6A9

품목 번호: CM0027408



소개

BTLA(CD272) 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 림프구 감쇠 및 면역 체크포인트 신호전달 연구에 이상적입니다. 단백질 분자량: 33 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BTLA 토끼 pAb
비고/별칭	BTLA1, CD272, BTLA
종	인간
유전자ID (인간)	151888
유전자ID	151888
면역원	인간 BTLA(NP_001078826.1)의 아미노산 31-241번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q7Z6A9
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스 팩