

Wb, Elisa용 Anti-Btn2A1 토끼 단일클론 항체 - Q7Kyr7

품목 번호: CM0007340



소개

인간 버티로필린 서브패밀리 2 멤버 A1 (BTN2A1)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에 적합하며, 천연 및 재조합 인간 BTN2A1을 인식합니다. 면역학 및 막단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BTN2A1 Rabbit mAb
비고/별칭	BTF1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	11120
면역원(Immunogen)	인간 BTN2A1 (NP_008980.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q7KYR7
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)