

Wb 및 Elisa용 항Btn2A1 토끼 다클론 항체 - Q7Kyr7

품목 번호: CM0016404



소개

인간 뷰티로필린 서브패밀리 2 구성원 A1(BTN2A1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 세포 표면 수용체 및 조직 발현 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	BTN2A1 토끼 pAb
비고/별칭	BTF1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
종	인간
유전자 ID	11120
면역원	인간 BTN2A1(NP_510961.1)의 아미노산 30-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q7KYR7
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스 팩