

Fc용 항-Btn3A1/2/3 단클론 항체 - O00481 / P78410 / O00478

품목 번호: CM0010074



소개

유세포 측정법용 토끼 항인간 BTN3A1/2/3 단클론 항체. T세포 활성화 및 면역 반응에 관여하는 뷰티로필린 서브패밀리 3 구성원을 표적으로 합니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 BTN3A1/2/3 mAb
비고/별칭	BTF5; BT3.1; CD277; BTN3.1
종	인간
GeneID (인간)	11119/11118/10384
GeneID	11119/11118/10384
면역원	재조합 단백질, 인간 BTN3A1 (NP_008979.3)의 아미노산 470-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정법)
교차 반응성	인간
SWISS	O00481/P78410/O00478
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스백