

Anti-Btn3A3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O00478

품목 번호: CM0018063



소개

BTN3A3 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트의 BTN3A3(T 세포 적응 면역 반응 조절자)를 검출합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	BTN3A3 Rabbit pAb
비고/별칭	BTF3; BTN3.3; BTN3A3
종	인간
GeneID (Human)	10384
GeneID	10384
면역원	인간 BTN3A3 (NP_008925.1)의 아미노산 510-584에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00478
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백