


Anti-Bub1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - 043683

품목 번호: CM0024006



소개

인간 BUB1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플에서 내인성 BUB1을 검출합니다. 방추체 조립 검문점 및 염색체 정렬 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BUB1 Rabbit pAb
비고/별칭	BUB1A; BUB1L; hBUB1; MCPH30; BUB1
종	인간
GeneID (Human)	699
GeneID	699
면역원	재조합 단백질; 인간 BUB1 (NP_004327.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43683
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스백