

Anti-Bub1B 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - O60566

품목 번호: CM0023837



소개

BUB1B (BUBR1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 유사분열 검문점 및 방추체 조립 검문점 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	BUB1B Rabbit pAb
비고/별칭	MVA1; SSK1; BUBR1; Bub1A; MAD3L; hBUBR1; BUB1beta; BUB1B
종	인간
GeneID	701
면역원	인간 BUB1B (NP_001202.4)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60566
단백질 분자량	120kDa
배송	아이스백