

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Bub3 토끼 단일클론 항체 - O43684

품목 번호: CM0011120

소개

인간 BUB3(O43684)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 유사분열 체크포인트 및 동원체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BUB3 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	BUB3L; hBUB3; BUB3
종	인간
유전자 ID(인간)	9184
유전자 ID	9184
면역원	합성 펩타이드 - 인간 BUB3(O43684)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O43684
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩