

웨스턴 블롯(Wb), 면역형광/면역세포화학(If/Icc), Elisa용 Anti-Bub3 Rabbit Polyclonal Antibody - O43684

품목 번호: CM0027139

소개

인간 BUB3 (37 kDa) 유사분열 검문점 단백질을 표적하는 토끼 폴리클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 방추체 조립 검문점 및 염색체 분리 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	BUB3 Rabbit pAb
비고/별칭	BUB3L; hBUB3; BUB3
종	인간
GeneID	9184
면역원	인간 BUB3 (NP_004716.1)의 아미노산 1-328을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43684
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩